

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcg02-zielona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-gruba-dysk-26-mm-p-461.html>



Gumka diamentowa GCG02 (zielona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja gruba, dysk 26 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCG02

Opis produktu

Gumka diamentowa GCG02 – gruba gradacja (zielona) do wyrównywania powierzchni tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCG02** zawiera ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co zapewnia stałe właściwości ściernie. Przeznaczony do usuwania rys po obróbce zgrubnej oraz sprawnego niwelowania nierówności materiału przy zachowaniu kontroli nad kształtem uzupełnienia.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje stabilną pracę bez bicia. Jest to drugi etap obróbki mechanicznej, przygotowujący powierzchnię do wygładzania.

Zastosowanie:

- ✓ Wyrównywanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie śladów po narzędziach rotacyjnych i gradacji czarnej
- ✓ Korekta drobnych detali w ceramice twardej
- ✓ Wstępne wygładzanie konstrukcji protetycznych

Specyfikacja:

- Gradacja: zielona (gruba)
- Kształt: dysk na trzymadełku
- Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym