


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gck03-czarna-do-cyrkonu-i-ceramiki-soczewka-26-mm-bardzo-gruba-gradacja-p-457.html>



Gumka diamentowa GCK03 (czarna) do cyrkonu i ceramiki, soczewka 26 mm, bardzo gruba gradacja

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCK03

Opis produktu

Gumka diamentowa GCK03 – najgrubsza gradacja (czarna) do agresywnej obróbki tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCK03** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co zapewnia stałą siłę cięcia aż do całkowitego zużycia. Przeznaczona do szybkiego usuwania nadmiarów materiału oraz wstępnego konturowania dużych powierzchni bez ryzyka ich przegrzania.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to pierwszy etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Intensywna obróbka wstępna tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Szybka korekta kształtu i usuwanie nierówności ceramiki
- ✓ Konturowanie mostów i koron

Specyfikacja:

- Gradacja: czarna (najgrubsza)
- Kształt: soczewka na trzymadełku
- Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym