

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamantowa-gcr02-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-dysk-26-mm-p-479.html>



Gumka diamentowa GCR02 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja średnia, dysk 26 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCR02

Opis produktu

Gumka diamentowa GCR02 – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Dysk **GCR02** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania satynowej gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji. Jest to czwarty etap obróbki mechanicznej, kluczowy dla uzyskania wysokiej estetyki uzupełnień protetycznych.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO2)
- ✓ Wygładzanie ceramiki prasowanej i warstwowej
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

Specyfikacja:

- Gradacja: czerwona (średnia)
- Kształt: dysk na trzymadełku
- Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym