

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr11-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-walec-ze-zwezajacym-sie-koncem-5-mm-p-483.html>



Gumka diamentowa GCR11 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja średnia, walec ze zwężającym się końcem 5 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCR11

Opis produktu

Gumka diamentowa GCR11 – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Walec ze zwężającym się końcem **GCR11** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Wygładzanie ceramiki
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

Specyfikacja:

- Gradacja: czerwona (średnia)
- Kształt: Walec ze zwężającym się końcem na trzymadełku
- Średnica: 5 mm / długość: 16 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym