

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr12-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-stozek-6-mm-p-484.html>



## Gumka diamentowa GCR12 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja średnia, stożek 6 mm

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCR12</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCR12** – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Stożek **GCR12** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Wygładzanie ceramiki
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

#### Specyfikacja:

- Gradacja: czerwona (średnia)
- Kształt: Stożek na trzymadełku
- Średnica: 6 mm / długość: 16 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym