

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr13-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-dysk-12-mm-p-485.html>



Gumka diamentowa GCR13 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnia, dysk 12 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCR13

Opis produktu

Gumka diamentowa GCR13 – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Dysk **GCR13** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Wygładzanie ceramiki
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: czerwona (średnia)
- ☐ Kształt: Dysk na trzymadełku
- ☐ Średnica: 12 mm / długość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym