

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw01-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-bardzo-drobna-dysk-22-mm-p-505.html>



Gumka diamentowa GCW01 (biała) do cyrkonu i ceramiki- gradacja bardzo drobna, dysk 22 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCW01

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW01 – bardzo drobna gradacja (biała) przeznaczona do finalnego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki na wysoki połysk.

Specjalistyczny dysk **GCW01** zawiera najdrobniejsze ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala uzyskać efekt lustrzanego połysku bez konieczności stosowania past polerskich. Narzędzie zamyka mikrostrukturę powierzchni, zapewniając jej idealną gładkość i estetykę na najwyższym poziomie.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez wibracji, co jest kluczowe przy wykańczaniu prac protetycznych. Jest to ostatni krok w systemie mechanicznego polerowania cyrkonu.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie tlenku cyrkonu (ZrO2) na wysoki połysk
- ✓ Nabłyszczanie końcowe ceramiki prasowanej i porcelany
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanej powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Ostateczne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzeżnych

Specyfikacja:

- Gradacja: biała (bardzo drobna)
- Kształt: dysk na trzymadełku
- Średnica: 22 mm / Grubość: 3 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm

□□ Skład: spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym