


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw014-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-bardzo-drobna-dysk-12-mm-p-513.html>



Gumka diamentowa GCW014 (biała) do cyrkonu i ceramiki – gradacja bardzo drobna, dysk 12 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCW14

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW14 – bardzo drobna gradacja (biała) przeznaczona do finalnego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki na wysoki połysk.

Specjalistyczny dysk **GCW14** zawiera najdrobniejsze ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala uzyskać efekt lustrzanego połysku bez konieczności stosowania past polerskich. Narzędzie zamyka mikrostrukturę powierzchni, zapewniając jej idealną gładkość i estetykę na najwyższym poziomie.

Fabryczne osadzenie na **trzymadélku** gwarantuje precyzyjną pracę bez wibracji, co jest kluczowe przy wykańczaniu prac protetycznych. Jest to ostatni krok w systemie mechanicznego polerowania cyrkonu.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie tlenku cyrkonu (ZrO₂) na wysoki połysk
- ✓ Nabłyszczanie końcówce ceramiki prasowanej i porcelany
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanej powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Ostateczne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzeżnych

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: dysk na trzymadélku
- ☐ Średnica: 12 mm / Grubość: 4 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadélko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym