

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw015-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-bardzo-drobna-soczewka-12-mm-p-514.html>



## Gumka diamentowa GCW015 (biała) do cyrkonu i ceramiki – gradacja bardzo drobna, soczewka 12 mm

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCW15</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCW15** – bardzo drobna gradacja (biała) przeznaczona do finalnego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki na wysoki połysk.

Specjalistyczna soczewka **GCW15** zawiera najdrobniejsze ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala uzyskać efekt lustrzanego połysku bez konieczności stosowania past polerskich. Narzędzie zamyka mikrostrukturę powierzchni, zapewniając jej idealną gładkość i estetykę na najwyższym poziomie.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez wibracji, co jest kluczowe przy wykańczaniu prac protetycznych. Jest to ostatni krok w systemie mechanicznego polerowania cyrkonu.

### Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>) na wysoki połysk
- ✓ Nabłyszczanie końcowe ceramiki prasowanej i porcelany
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanej powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Ostateczne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzeżnych

### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 12 mm / Grubość: 2.5 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym