


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw05-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-bardzo-drobna-soczewka-20-mm-p-509.html>



Gumka diamentowa GCW05 (biała) do cyrkonu i ceramiki- gradacja bardzo drobna, soczewka 20 mm

Cena **75,00 zł**

Numer katalogowy **GCW05**

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW05 – bardzo drobna gradacja (biała) przeznaczona do finalnego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki na wysoki połysk.

Specjalistyczna soczewka **GCW05** zawiera najdrobniejsze ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala uzyskać efekt lustrzanego połysku bez konieczności stosowania past polerskich. Narzędzie zamyka mikrostrukturę powierzchni, zapewniając jej idealną gładkość i estetykę na najwyższym poziomie.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez wibracji, co jest kluczowe przy wykańczaniu prac protetycznych. Jest to ostatni krok w systemie mechanicznego polerowania cyrkonu.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie tlenku cyrkonu (ZrO₂) na wysoki połysk
- ✓ Nabłyszczanie końcówce ceramiki prasowanej i porcelany
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanej powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Ostateczne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzeżnych

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 20 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym