

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw11-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-bardzo-drobna-walec-ze-zwezajacym-sie-koncem-5-mm-p-510.html>



Gumka diamentowa GCW11 (biała) do cyrkonu i ceramiki – gradacja bardzo drobna, walec ze zwężającym się końcem 5 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCW11

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW11 – bardzo drobna gradacja (biała) przeznaczona do finalnego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki na wysoki połysk.

Specjalistyczny walec ze zwężającym się końcem **GCW11** zawiera najdrobniejsze ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala uzyskać efekt lustrzanego połysku bez konieczności stosowania past polerskich. Narzędzie zamyka mikrostrukturę powierzchni, zapewniając jej idealną gładkość i estetykę na najwyższym poziomie.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez wibracji, co jest kluczowe przy wykańczaniu prac protetycznych. Jest to ostatni krok w systemie mechanicznego polerowania cyrkonu.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie tlenku cyrkonu (ZrO₂) na wysoki połysk
- ✓ Nabłyszczanie końcówce ceramiki prasowanej i porcelany
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanej powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Ostateczne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzeźnych

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: walec ze zwężającym się końcem na trzymadełku
- ☐ Średnica: 5 mm / Długość: 16 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym