

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw21-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-typ-sloneczko-srednica-14-mm-gradacja-bardzo-drobna-p-515.html>



Gumka diamentowa GCW21 (biała) do cyrkonu i ceramiki- typ słoneczko, średnica 14 mm, gradacja bardzo drobna

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCW21

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW21 - bardzo drobna gradacja (biała) w formie elastycznego słoneczka do ostatecznego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Profesjonalna polerka **GCW21** posiada lamele nasyczone najdrobniejszym ziarnem diamentowym, co pozwala na uzyskanie lustrzanego połysku w trudnodostępnych miejscach. Kształt słoneczka doskonale adaptuje się do morfologii powierzchni okluzyjnych, umożliwiając perfekcyjne wykończenie bruzd i zagłębień bez użycia past polerskich.

Dzięki swojej elastyczności gumka domyka strukturę materiału, nadając uzupełnieniom protetycznym najwyższą estetykę i gładkość. Jest to ostatni etap polerowania w systemie mechanicznym, gwarantujący efekt "high gloss" na detalach anatomicznych.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie na wysoki połysk tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Lustrzane wykańczanie bruzd i zagłębień w ceramice
- ✓ Nabłyszczanie końcowe powierzchni okluzyjnych koron i mostów
- ✓ Uzyskiwanie idealnie gładkiej powierzchni w miejscach trudnodostępnych

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- ☐ Średnica: 14 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- ☐ Skład: elastyczne spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym