

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcw23-biala-do-cyrkonu-i-ceramiki-typ-sloneczko-srednica-17-mm-gradacja-bardzo-drobna-p-517.html>



Gumka diamentowa GCW23 (biała) do cyrkonu i ceramiki- typ słoneczko, średnica 17 mm, gradacja bardzo drobna

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCW23

Opis produktu

Gumka diamentowa GCW23 - bardzo drobna gradacja (biała) w formie elastycznego słoneczka do ostatecznego nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Profesjonalna polerka **GCW23** posiada lamele nasyczone najdrobniejszym ziarnem diamentowym, co pozwala na uzyskanie lustrzanego połysku w trudnodostępnych miejscach. Kształt słoneczka doskonale adaptuje się do morfologii powierzchni okluzyjnych, umożliwiając perfekcyjne wykończenie bruzd i zagłębień bez użycia past polerskich.

Dzięki swojej elastyczności gumka domyka strukturę materiału, nadając uzupełnieniom protetycznym najwyższą estetykę i gładkość.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie na wysoki połysk tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Lustrzane wykańczanie bruzd i zagłębień w ceramice
- ✓ Nabłyszczanie końcowe powierzchni okluzyjnych koron i mostów
- ✓ Uzyskiwanie idealnie gładkiej powierzchni w miejscach trudnodostępnych

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: biała (bardzo drobna)
- ☐ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2.2 mm
- ☐ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- ☐ Skład: elastyczne spoiwo z najdrobniejszym ziarnem diamentowym