

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy04-zolta-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-drobna-soczewka-26-mm-p-495.html>



## Gumka diamentowa GCY04 (żółta) do cyrkonu i ceramiki – gradacja drobna, soczewka 26 mm

Cena	<b>95,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCY04</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCY04** – drobna gradacja (żółta) przeznaczona do nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCY04** posiada drobne ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni. Jest to etap polerowania wykańczającego, który przygotowuje uzupełnienie do uzyskania końcowego, lustrzanego połysku bez ingerencji w nadany wcześniej kształt.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i stabilną pracę. Jest to przedostatni etap obróbki mechanicznej w profesjonalnym systemie polerowania.

#### Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Finalne wygładzanie ceramiki przed polerowaniem końcowym
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Uzyskiwanie połysku na dużych powierzchniach

#### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: żółta (drobna)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z drobnym ziarnem diamentowym