


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy05-zolta-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-drobna-soczewka-20-mm-p-496.html>



Gumka diamentowa GCY05 (żółta) do cyrkonu i ceramiki – gradacja drobna, soczewka 20 mm

Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	GCY05

Opis produktu

Gumka diamentowa GCY05 – drobna gradacja (żółta) przeznaczona do nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCY05** posiada drobne ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni. Jest to etap polerowania wykańczającego, który przygotowuje uzupełnienie do uzyskania końcowego, lustrzanego połysku bez ingerencji w nadany wcześniej kształt.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i stabilną pracę. Jest to przedostatni etap obróbki mechanicznej w profesjonalnym systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Finalne wygładzanie ceramiki przed polerowaniem końcowym
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Uzyskiwania połysku na dużych powierzchniach

Specyfikacja:

- □ Gradacja: żółta (drobna)
- □ Kształt: soczewka na trzymadełku
- □ Średnica: 20 mm / Grubość: 2 mm
- □ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- □ Skład: spoiwo z drobnym ziarnem diamentowym