

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy11-zolta-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-drobna-walec-ze-zwezajacym-sie-koncem-5-mm-p-497.html>



Gumka diamentowa GCY11 (żółta) do cyrkonu i ceramiki – gradacja drobna, walec ze zwężającym się końcem 5 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCY11

Opis produktu

Gumka diamentowa GCY11 – drobna gradacja (żółta) przeznaczona do nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny walec ze zwężającym się końcem **GCY11** posiada drobne ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni. Jest to etap polerowania wykańczającego, który przygotowuje uzupełnienie do uzyskania końcowego, lustrzanego połysku bez ingerencji w nadany wcześniej kształt.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i stabilną pracę. Jest to przedostatni etap obróbki mechanicznej w profesjonalnym systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Finalne wygładzanie ceramiki przed polerowaniem końcowym
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Uzyskiwania połysku na dużych powierzchniach

Specyfikacja:

- Gradacja: żółta (drobna)
- Kształt: walec ze zwężającym się końcem na trzymadełku
- Średnica: 5 mm / Długość: 16 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z drobnym ziarnem diamentowym