

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy22-zolta-typ-sloneczko-srednica-17-mm-gradacja-drobna-p-503.html>



## Gumka diamentowa GCY22 (żółta) – typ słoneczko, średnica 17 mm, gradacja drobna

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCY22</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCY22** – drobna gradacja (żółta) w formie elastycznego słoneczka do tlenku cyrkonu i ceramiki.

Profesjonalna polerka **GCY22** posiada elastyczne lamele nasycone drobnym ziarnem diamentowym. Kształt słoneczka umożliwia precyzyjne nabłyszczanie trudnodostępnych miejsc, takich jak bruzdy okluzyjne i przestrzenie międzyzębowe, bez ryzyka zmiany nadanej wcześniej morfologii zęba.

Dzięki swojej konstrukcji gumka zapewnia delikatne wykończenie powierzchni i zamyka jej strukturę, przygotowując uzupełnienie do uzyskania ostatecznego połysku. Jest to etap polerowania wykańczającego w profesjonalnym systemie obróbki cyrkonu.

#### Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie bruzd i zagłębień w tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Finalne wygładzanie detali anatomicznych ceramiki i porcelany
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni w trudnodostępnych miejscach
- ✓ Nadawanie satynowego blasku powierzchniom okluzyjnym

#### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: żółta (drobna)
- ☐ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- ☐ Średnica: 17 mm / Grubość: 2.2 mm
- ☐ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- ☐ Skład: elastyczne spoiwo z ziarnem diamentowym