


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/kamien-do-cyrkonu-zielony-srednia-gradacja-p-523.html>



## Kamień do cyrkonu (zielony) – średnia gradacja

Cena	<b>75,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KCG02</b>

### Opis produktu

Kamień do cyrkonu zielony o średniej gradacji – najczęściej wybierany model do codziennej pracy w laboratorium. Profesjonalny instrument rotacyjny zoptymalizowany pod kątem obróbki tlenku cyrkonu.

Zielony kolor oznacza średnią ziarnistość, która stanowi idealny balans między szybkością usuwania materiału a gładkością powierzchni.

Dzięki swojej strukturze, kamień ten pozwala na stabilne i bezpieczne konturowanie koron oraz mostów bez ryzyka przegrzania materiału. Zapewnia doskonałą precyzję i wszechstronność podczas formowania detali anatomicznych.