

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/niebieska-gumka-na-trzymadelku-g37-p-444.html>



Niebieska gumka na trzymadełku G37

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G37

Opis produktu

Gumka protetyczna G37 niebieska o drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Gumka polerska dedykowana do końcowych etapów obróbki w pracowni techniki dentystycznej z drobnym nasypem (kolor niebieski) jest niezwykle uniwersalny – doskonale sprawdza się przy wygładzaniu powierzchni ceramiki, jak również przy precyzyjnym wykańczaniu płyt protez wykonanych z akrylu oraz materiałów elastycznych (nylon, acetal).

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 6,0 x 16,2 mm, narzędzie pozwala na bardzo dokładne opracowanie szczegółów anatomicznych oraz trudno dostępnych miejsc w uzupełnieniach protetycznych. Specjalna struktura gumy gwarantuje delikatne usuwanie mikrozarysowań, przygotowując powierzchnię materiału do uzyskania ostatecznego, wysokiego połysku bez ryzyka przegrzania podłoża.

Zastosowanie:

- ✓ Wykańczanie i wygładzanie ceramiki (polerki do ceramiki, porcelana)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Ostateczne wygładzanie akrylu przed polerowaniem na połysk
- ✓ Usuwanie śladów po wcześniejszych etapach obróbki i mikrozarysowań

Specyfikacja:

- Gradacja: drobna
- Kolor: niebieski
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 6,0 mm
- Długość robocza: 16,2 mm
- Trzpień: 2,35 mm

