


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zielona-gumka-na-trzymadelku-g18-p-453.html>



Zielona gumka na trzymadełku G18

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G18

Opis produktu

Gumka protetyczna G18 zielona o bardzo grubej gradacji – kształt długa oliwka.

Specjalistyczna polerka przeznaczona do intensywnego i szybkiego usuwania naddatków materiału. Charakteryzuje się bardzo grubą gradacją, która idealnie sprawdza się podczas wstępnego opracowywania płyt protez wykonanych z akrylu oraz materiałów elastycznych, takich jak nylon czy acetal.

Konstrukcja narzędzia w kształcie długiej oliwki o wymiarach 10,2 x 23,6 mm zapewnia wysoką wydajność przy zgrubnym wyrównywaniu powierzchni oraz modelowaniu bazy protezy. Gumka pozwala na szybkie usunięcie śladów po frezach, przygotowując materiał do dalszych etapów wygładzania bez ryzyka jego deformacji.

Zastosowanie:

- ✓ Agresywna obróbka wstępna akrylu (zgrubne szlifowanie protez)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Szybkie wyrównywanie powierzchni i usuwanie naddatków materiału
- ✓ Wstępne formowanie anatomicznych kształtów protez

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: bardzo gruba
- ▣ Kolor: zielony
- ▣ Kształt: długa oliwka
- ▣ Średnica robocza: 10,2 mm
- ▣ Długość robocza: 23,6 mm
- ▣ Trzpień: 2,35 mm