

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zielona-gumka-na-trzymadelku-g53-p-428.html>



Zielona gumka na trzymadełku G53

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G53

Opis produktu

Gumka protetyczna G53 zielona o drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Profesjonalna polerka stomatologiczna przeznaczona do precyzyjnego wykańczania prac protetycznych wykonanych z akrylu. Służy do ostatecznego wygładzania powierzchni, eliminując najdrobniejsze nierówności i przygotowując materiał do polerowania na wysoki połysk.

Dzięki precyzyjnemu kształtowi stożka o wymiarach 5,1x15,7mm, instrument pozwala na bardzo dokładne operowanie w zagłębieniach płyt protez oraz w okolicach elementów retencyjnych. Specjalna struktura gumy zapewnia delikatny kontakt z materiałem, co zapobiega powstawaniu niepożądanych wgłębień i przegrzewaniu akrylu podczas pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Wykańczanie powierzchni akrylowych (polerki do akrylu, wygładzanie)
- ✓ Wstępne nabłyszczanie płyt protez akrylowych
- ✓ Usuwanie mikrozarysowań po średnich gradacjach gumek
- ✓ Prace wykończeniowe w technice akrylowej i termoplastycznej

Specyfikacja:

- Gradacja: drobna
- Kolor: zielony
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 5,1 mm
- Długość robocza: 15,7 mm
- Trzpień: 2,35 mm