

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zolta-gumka-na-trzymadelku-g09-p-447.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Żółta gumka na trzymadełku G09

Cena	7,00 zł
------	----------------

Numer katalogowy	G09
------------------	------------

Opis produktu

Pełny opis (HTML):

Gumka protetyczna G09 żółta o bardzo drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Gumka przeznaczona do ostatniego etapu obróbki – polerowania na wysoki połysk została stworzona, aby nadać idealnie gładką i lśniącą powierzchnię protezom akrylowym.

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 10,1 x 20,0 mm, narzędzie pozwala na bardzo dokładne opracowanie szczegółów anatomicznych oraz trudno dostępnych miejsc w uzupełnieniach protetycznych. Specjalna struktura gumy gwarantuje delikatne usuwanie mikrozarysowań, przygotowując powierzchnię materiału do uzyskania ostatecznego, wysokiego połysku bez ryzyka przegrzania podłoża.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie akrylu (wysoki połysk, nabłyszczanie protez)
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanego blasku na płytach protez
- ✓ Ostatni etap wykańczania prac laboratoryjnych przed oddaniem pacjentowi

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: bardzo drobna
- ▣ Kolor: żółty
- ▣ Kształt: stożek
- ▣ Średnica robocza: 10,1 mm
- ▣ Długość robocza: 20,0 mm
- ▣ Trzpień: 2,35 mm