

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zolta-gumka-na-trzymadelku-g39-p-450.html>



Żółta gumka na trzymadełku G39

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G39

Opis produktu

Gumka protetyczna G39 żółta o bardzo drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Gumka przeznaczona do ostatniego etapu obróbki – polerowania na wysoki połysk została stworzona, aby nadać idealnie gładką i lśniącą powierzchnię protezom akrylowym.

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 6,0 x 16,2 mm, narzędzie pozwala na bardzo dokładne opracowanie szczegółów anatomicznych oraz trudno dostępnych miejsc w uzupełnieniach protetycznych. Specjalna struktura gumy gwarantuje delikatne usuwanie mikrozarysowań, przygotowując powierzchnię materiału do uzyskania ostatecznego, wysokiego połysku bez ryzyka przegrzania podłoża.

Zastosowanie:

- ✓ Finalne polerowanie akrylu (wysoki połysk, nabłyszczanie protez)
- ✓ Uzyskiwanie lustrzanego blasku na płytach protez
- ✓ Ostatni etap wykańczania prac laboratoryjnych przed oddaniem pacjentowi

Specyfikacja:

- Gradacja: bardzo drobna
- Kolor: żółty
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 6,0 mm
- Długość robocza: 16,2 mm
- Trzpień: 2,35 mm

